

## 의료기기 재평가 결과

- 업체명 : 비브라운코리아(주)
- 품목명 및 허가번호 : 재사용가능발조절식전기수술기용전극,  
수허 11-1132 호

### [사용시 주의사항]

기 허가 내용	재평가 내용
1.~20.(생략) <u>21.&lt;신설&gt;</u>	1.~20.(현행과 같음) <u>21. 주의</u> <u>아래와 같은 사항에 주의하여 주십시오.</u> 1) 제품은 스프링구조의 4mm 핀에 <u>연결하십시오.</u> 2) 기능접점 전에 작동부분에 <u>윤활유를 바르십시오.</u>