

의료기기 재평가 결과

- 업체명 : 비브라운코리아(주)
- 품목명 및 허가번호 : 재사용가능손조절식전기수술기용전극,
수허 11-1153 호

[사용시 주의사항]

기 허가 내용	재평가 내용
1.~19.(생략)	1.~19.(현행과 같음)
<u>20.<신설></u>	<u>20. CJD 병이 있거나 의심되는 환자들은 관련 국내 법규를 준수하십시오.</u>
<u>21.<신설></u>	<u>21. 세척온도는 섭씨 94 도를 넘지 않아야 한다.</u>
<u>22.<신설></u>	<u>22. 모든 절단면이 보호될 수 있게 하시오.</u>