

의료기기 재평가 결과

- 업체명 : 비브라운코리아(주)
- 품목명 및 허가번호 : 재사용가능발조절식전기수술기용전극,
수허 11-1352 호

[사용시 주의사항]

기 허가 내용	재평가 내용
1.~18.(생략) <u>19.<신설></u>	1.~18.(현행과 같음) <u>19. 주의</u> <u>아래와 같은 사항에 주의해주시기 바랍니다.</u> <u>1) CJD 병이 있거나 의심되는 환자들은 관련</u> <u>국내 법규를 준수하십시오.</u> <u>2) 기능점검 전에 작동부분에 윤활유를</u> <u>바르십시오.</u>